

**KARTA KATALOGOWA****LM2000-P Wibracyjny młyn dyskowy firmy Laarmann**

Przeznaczony do szybkiego mielenia materiałów twardych i kruchych.  
Możliwość zastosowania pojemników od 50 do 2000 cm<sup>3</sup>.  
Wyposażony w zewnętrzny panel sterujący, na którym ustawiamy czas pracy, czas przerwy, obroty prawo-lewo itp.

**Zestaw mielenia cyfrowego i pierścieniowy można zamawiać oddzielnie.**

Ziarno wstępne: < 20 mm  
Fracja po zmieleniu: < 40 µm.  
Wielkość próbki: 40 ÷ 1600 g  
Maszyna posiada deklarację CE.



Nr kat.	Opis
<b>LM2000-P</b>	Wibracyjny młyn dyskowy
	<b>Opcje i dodatkowe akcesoria</b>
	<b>B800 pojemno nominalna naczynia: 800 ml</b>
<b>C09-3300030048</b>	Naczynie mielenia, stal chromowa
<b>C09-3300030049</b>	Dysk, stal chromowa
<b>C09-3300030050</b>	Naczynie mielenia, stal standardowa
<b>C09-3300030051</b>	Dysk, stal standardowa
<b>C09-3300030052</b>	Pokrywa
<b>C09-3300030084</b>	Uszczelka pokrywy
<b>C09-470007</b>	Pierścień dystansowy odpowiedni dla naczyń B800 i B1000
	<b>B1000 pojemno nominalna naczynia: 1000 ml</b>
<b>C09-3300030053</b>	Naczynie mielenia, stal chromowa
<b>C09-3300030054</b>	Dysk, stal chromowa
<b>C09-3300030055</b>	Naczynie mielenia, stal standardowa
<b>C09-3300030056</b>	Dysk, stal standardowa
<b>C09-3300030057</b>	Pokrywa
<b>C09-3300030070</b>	Uszczelka pokrywy
<b>C09-3300030072</b>	Pierścień dystansowy odpowiedni dla naczyń B800 i B1000
<b>C09-3110000126</b>	Naczynie mielenia 125 ml, azotek krzemu
	<b>B2000 pojemno nominalna naczynia: 2000 ml</b>
<b>C09-330003014</b>	Naczynie mielenia, stal chromowa
<b>C09-330003011</b>	Dysk, stal chromowa
<b>C09-330003015</b>	Naczynie mielenia, stal standardowa
<b>C09-330003016</b>	Dysk, stal standardowa
<b>C09-330003012</b>	Pokrywa
<b>C09-330003013</b>	Uszczelka pokrywy

Podane ceny są cenami netto.

Cena obejmuje koszt obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja: 12 miesięcy

Nasza firma od ponad 50 lat jest obecna na rynku sprzedaży do laboratoriów budowlanych.

18.02.2013.